


Platus, FOV, aiškus vaizdas ir patogus naudoti CBCT

T2

- Paprasta, tiksli ir nebrangi skaitmeninė rentgeno vaizdavimo sistema, pritaikyta geresnei praktikai ir pacientų priežiūrai
- Naudojant pažangią technologiją ir ergonomišką dizainą, T2 užtikrina nepriekaištingą vaizdo kokybę, intuityvų implantų planavimą ir konsultacijas.




HIOSSSEN
IMPLANT

Keletas FOV įvairioms programoms


T2 detaliai parodytos visos svarbios kaukolės anatomicinės struktūros. Pažangiausia T2 technologija padeda išryškinti ir diagnozuoti svarbias sritis.

- Galimi FOV: 5x5, 8x9, 10x9, 12x9, 15x9 (standartinis) ir 15x15 (dygsniavimas)
- Pažangi susiuvimo technologija, skirta vientisai vieno vaizdo veido analizei
- 5x5 FOV leidžia tiksliai atvaizduoti tikslinę sritį

Didelės skiriamosios gebos vokselių dydis, užtikrinantis aiškius vaizdus




Keli
(susiuvimas)



FOVFOV 15x15

Ortodontija | Veido analizė



FOV 12x9

Implantas | Implantuoto danties analizė



FOV 15x9

Pilnas lankas | Sinuso analizė



15X9 (0,2 mm okselis)
vokselio)






T2 5X5 (0,08 mm
vokselio)

- Didelės skiriamosios gebos vokselių dydis geresnei vaizdo kokybei užtikrinti


Supaprastintas TMJ vaizdavimas

- TMJ vaizdus dabar dar lengviau valdyti, nes nereikia keisti smakro atramos




10x9 TMJ (kairė)

Ortodontija | Veido analizė



Kairėje pusėje. TMJ

Didelio FOV (10x9) TMJ vaizdavimas




Budėjimo režimas



ReadyActive vaizdavimas



Baigti



Patogus valdymas

- LED spalva - paprastas vizualinis atpažinimas



Automatinis vadovas,
kaip sumažinti
pakartotinį vaizdavimą
ir pagerinti paciento
komfortą



Atrama dėl geresnės
radiolokacijos




Pėdų spindulys, kad būtų lengva
suderinti paciento padėtį



Neįgaliųjų
vežimėliais
priemas

Konsultacijos dėl implantų

- "MPR View" suteikia galimybę intuityviai konsultuoti pacientus - nuo pirminės diagnozės iki implantacijos imitavimo.
- 3D implantų ir vainikėlių atvaizdavimas leidžia lengvai bendrauti su pacientais





Implantų planavimas


- Tikslus implantų planavimas įmanomas dėl lengvo implantų padėties nustatymo ir manipuliavimo bet kuriuo vaizdu.
- Kaulų tankio diagnostika iš vizualizuoto kaulų tankio gido naudoja spalvų žemėlapius, padedančius planuoti implanto idėjimą.



Įrenginio dydis



Vaizdas iš šono



Vaizdas iš viršaus

Pastaba: prieinamumas gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV). Daugiau informacijos teiraukitės vietinio prekybos atstovo.

Panoraminis



Cefalometrija



HIOSSSEN
IMPLANT